


样品名称：ECG

```
=====
操作者       : 系统
样品操作者   : 系统
仪器         : HPLC                      位置 :   P1-C4
进样日期     : 2024/3/8 10:13:49
                                     进样量 : 2.000 µl
采集方法     : E:\DATA\1\方法2021年12月以后\表儿茶素没食子酸.M
最后修改     : 2024/3/8 9:47:16 : 系统
分析方法     : E:\DATA\1\方法2021年12月以后\辛弗林.M
最后修改     : 2024/3/11 14:08:00 : 系统
               (调用后修改)
方法信息     : Gradient method for NNN testmix
               Water/acetonitrile 50:50 -> 20:80 in 7 minutes
               Injection volume: 2 µL
=====
```

附加信息：峰被手动积分



```
=====
                        面积百分比报告
=====
```

```
排序       :      信号
乘积因子   :      1.0000
稀释因子   :      1.0000
样品量:    :      10.00000  [µg/mL]   (校正中没有使用)
内标使用乘积因子和稀释因子
```

样品名称：ECG

信号 1: DAD1 A, Sig=276,10 Ref=550,60

峰 #	保留时间 [min]	类型	峰宽 [min]	峰面积 [mAU*s]	峰高 [mAU]	峰面积 %
1	5.395	VV	0.0582	11.49739	2.51997	0.0468
2	5.471	VB	0.0718	15.11630	2.71961	0.0616
3	7.527	BV	0.1948	116.73901	7.44924	0.4757
4	8.039	VB	0.1520	2.41920e4	2276.98779	98.5783
5	11.447	BB	0.1166	147.36731	19.40836	0.6005
6	13.897	BB	0.0985	17.51323	2.18503	0.0714
7	22.117	VB	0.2098	40.66438	2.30557	0.1657

总量 : 2.45409e4 2313.57557

*** 报告结束 ***