

产品分析证书

Certificate of Analysis

产品信息(Product Information)

产品编号 (CAT No.): N0214

中文名称: 吉马酮


English Name: Germacrone

CAS No.: 6902-91-6

分子式 (M. F.): C₁₅H₂₂O

分子量 (M. W.): 218.34

批号 (Batch No.): N2602140338



检测项目及结果 (Specifications&results)

检验项目 (Test Item)	检验规格 (Specifications)	检验结果 (Results)
颜色 Color	白色至类白色 (White to Off-white)	白色至类白色 (White to Off-white)
外观 Appearance	粉末或固体 (Powder or Solid)	粉末 (Powder)
纯度 Purity	98%	Conforms
质谱 Mass	Comply with the structure	Conforms
核磁 NMR	Comply with the structure	Conforms

贮存条件 (Storage): 2~8℃, protected from light, keep package airtight. <-15℃ when not in use for a long time. (密封保存, 置于阴凉干燥处, 长期不使用最好放置于-15℃以下环境中)


温馨提示 (Reminder): The sample solutions should be prepared immediately before use. (请现配现用)




QA: Chao Zhang

产品售后 (After-sale service): In case of quality issue, please contact us within 15 days after receipt of the product. (若对于我们的产品质量有任何疑问, 请于收到货后 15 天内联系我们)


(We appreciate you much when publishing your paper and marking the chemical purchase from Naturewill Biotechnology Co., Ltd. (Chengdu, China) 当发表论文时, 请您标注化合物购买于四川恒诚致远生物科技有限公司, 非常感谢您的支持。)



mAU



MS Chromatogram
(x10,000,000)



Peak Table

PDA Ch1 220nm

Peak#	Ret. Time	Height	Height%	Area	Area%
1	1.365	223	0.022	448	0.016
2	1.440	146	0.015	445	0.016
3	1.579	189	0.019	427	0.016
4	2.016	1001013	99.944	2735749	99.952

PDA Ch2 254nm

Peak#	Ret. Time	Height	Height%	Area	Area%
1	0.939	280	0.084	1368	0.149
2	1.067	281	0.084	1213	0.132

