

样品名称: 吴茱萸次碱


=====

操作者 : 系统
样品操作者 : 系统
仪器 : HPLC 位置 : P1-C5
进样日期 : 2024/3/8 11:35:43 进样量 : 2.000 µl

采集方法 : E:\DATA\1\方法2021年12月以后\吴茱萸碱.M
最后修改 : 2024/3/8 11:19:03 : 系统
分析方法 : E:\DATA\1\方法2021年12月以后\辛弗林.M
最后修改 : 2024/3/11 14:08:00 : 系统
(调用后修改)

方法信息 : Gradient method for NNN testmix
Water/acetonitrile 50:50 -> 20:80 in 7 minutes
Injection volume: 2 µL

附加信息: 峰被手动积分



=====

面积百分比报告

=====

排序 : 信号

乘积因子 : 1.0000

稀释因子 : 1.0000

样品量 : 10.00000 [µg/mL] (校正中没有使用)

内标使用乘积因子和稀释因子

样品名称：吴茱萸次碱

信号 1: DAD1 A, Sig=225,10 Ref=550,60

峰 #	保留时间 [min]	类型	峰宽 [min]	峰面积 [mAU*s]	峰高 [mAU]	峰面积 %
1	10.767	MM	0.1526	6339.87695	692.56097	99.5192
2	11.585	MM	0.1955	30.62623	2.61138	0.4808

总量 : 6370.50319 695.17235

*** 报告结束 ***