

江南卷柏对照药材

品名:	江南卷柏	批号	W726
性状:	本品粉末绿色至黄褐色。叶缘细胞狭长，向外突出呈齿状或长毛状。叶表皮细胞类方形或类长方形，垂周壁近平直，气孔不定式，多同向排列。孢子棕黄色或红棕色，类圆形或类三角形，直径 17~77 μ m，表面具不规则瘤状突起。管胞为梯纹。		
依据:	《中国药典》2020 版第一部		
用途:	薄层鉴别		
方法:	取本品粉末 2g，加甲醇 50ml，加热回流 1 小时，滤过，滤液蒸干，残渣加无水乙醇 3ml 使溶解，作为供试品溶液。另取卷柏对照药材 2g，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法（通则 0502）试验，吸取上述两种溶液各 3 μ l，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以异丙醇-浓氨试液-水（13：1：1）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以 2%三氯化铝甲醇溶液，置紫外光灯（365nm）下检视。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的荧光斑点。		
结果:	符合 2020 版药典标准		
储存:	阴凉干燥处		
单位:	四川恒诚致远生物科技有限公司		
质检员	BenYang	核准	