# 五指毛桃对照药材

| | | | |
|---|---|---|---|
| 品名： | 五指毛桃 | 批号 | W732 |
| 性状： | 本品略呈圆柱形，有分枝，常切成短段或块片，段长 2~4 em，直径 1 ~ 4 cm，片厚 0.5 ~l cm。表面灰黄色或黄棕色，有红棕色斑纹及细密纵皱纹，可见横向皮孔。质坚硬，不易折断。断面皮部薄而韧，易剥离，富纤维性;木部宽广，淡黄白色，有较密的同心性环纹。气微香特异，味微甘。 | | |
| 依据： | 广东省中药材标准 - 第一册 | | |
| 用途： | 薄层鉴别 | | |
| 方法： | 取本品 10 g，加乙醚 40ml,密塞，超声处理 30 分钟，滤过，滤液挥去乙醚，残渣加乙醇 0.5 ml 使溶解，作为供试品溶液。另取五指毛桃对照药材，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法(中国药典一部附录 VI B)试验，吸取上述两种溶液各 10uL，分别点于同一以羧甲基纤维素钠为黏合剂的硅胶 G 薄层板上，以正己烷 - 三氯甲烷 - 乙酸乙酯 - 甲酸（20:4:5:0.7）为展开剂，展开，取出,晾干，置紫外光灯(365 nm）下检视。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显两个相同颜色的荧光斑点;喷以 10%硫酸乙醇溶液，置 105℃加热至斑点显色清晰。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上,显相同颜色的斑点。 | | |
| 结果： | 符合广东省中药材标准 - 第一册 | | |
| 储存： | 阴凉干燥处 | | |
| 单位： | 四川恒诚致远生物科技有限公司 | | |
| **质检员** | BenYang | **核准** | Joyce |